

# Connect 12 v2.1 - Quoi de neuf?

## Caractéristiques et avantages

### Mise à niveau du système d'exploitation vers Android 12 (Snow Cone)

- Temps de démarrage plus rapide
- Support des dernières applications (éducatives, professionnelles, sociales et personnelles)
- Protocoles de sécurité les plus récents
- Exemples d'améliorations récentes d'Android
  - Accessibilité améliorée
  - Thème sombre
  - Augmentation de l'autonomie de la batterie
  - Démarrage plus rapide
  - En savoir plus : [Les versions d'Android](#)
- Système d'exploitation plus récent supporté par les professionnels de l'informatique

### Prodigi v4.7

- Mise à jour pour fonctionner avec le système d'exploitation Android 12
- Logiciel de productivité pour la basse vision, leader sur le marché
- Livré sur un OS moderne avec toutes ses nouvelles fonctionnalités
- Voyez par vous-même pourquoi Connect 12 est une solution complète :
  - [Page Web de Connect 12](#)
  - [Vidéo de Connect 12](#)

### Matériel Wi-Fi amélioré

- Compatible IPv4 et IPv6
- Accédez aux réseaux en utilisant les éléments suivants :
  - Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac
  - Points d'accès 1x1 avec la norme SISO
- Support de la plus récente sécurité Wi-Fi
- Meilleure connectivité entre les réseaux
- Meilleure connectivité pour la caméra à distance
- Supporté par les professionnels de l'informatique

### Matériel Bluetooth mis à jour

- Prise en charge de Bluetooth 5.0
- Meilleure connectivité pour les périphériques
- Supporté par les professionnels de l'informatique

### Nouveau port d'alimentation USB-C

- Facile à identifier et à connecter
- Robuste, résistant et solide
- Câble standard remplaçable

### [OPTIONNEL] Kits adaptatifs Microsoft

- Aide les personnes qui ont besoin d'indicateurs visuels et tactiles
- Identifient les boutons et les ports essentiels
- Utilisation avec des périphériques connexes (clavier, appareil photo, etc.)

- Composants clés :
  - Étiquettes pour boutons
  - Étiquettes de boutons et applicateur
  - Étiquettes des ports
  - Support d'ouverture
- Gratuit pour les 250 premiers acheteurs du produit complet v2.1
- Disponible en tant qu'accessoire
- En savoir plus : [\*Kit adaptatif de surface\*](#)